

Wondproducten

Het voordeel van alle moderne wondbehandelingen is dat wonden niet dagelijks verzorgd hoeven te worden. Het is zelfs niet effectief als het dagelijks gebeurt met de moderne wondverbanden. Is het noodzakelijk om dagelijks een wond te verschoneren dan "normale verbanden" gebruiken.

Alginaten/Hydrofiber (Trionic, Kaltostat, Cutimed alginate, Aquacell)

Indicatie: alle wonden die matig tot veel exudaat geven ^{wondwond}

Contra indicatie: droge wonden en brandwonden

Toepassing: Altijd de wond van tevoren reinigen met kraanwater of NaCl
Alginaat losjes in de wond doen, wondbodem bedekken. Het kan meerdere dagen ter plaatse blijven. Is afhankelijk van de hoeveelheid exudaat. Maximaal 2 dagen.

Anti bacteriële zalven (antibiotica, zilver)

Indicatie: gecontamineerde of geïnfecteerde oppervlakkige wonden.

Contra indicatie: niet gecontamineerde wonden.

Toepassing: moet regelmatig worden verwisseld, 1-2 x daags

Folieverbanden (Bioclusive, Tegaderm, Opsite)

Semi-permeabel transparant verband, niet doorlaatbaar voor vocht, virussen en bacteriën en wel doorlaatbaar voor gas- en waterdamp.

Indicaties: alle niet geïnfecteerde wonden in de epithelisatie fase

Contra indicatie: geïnfecteerde wonden

Toepassing: van tevoren huid reinigen en drogen. Kan 7 dagen te plaatse blijven. Goed te gebruiken, mits snel, bij skin tears. Het verwijderen van de Folie dient voorzichtig te gebeuren.

Geïmpregneerde gazen (Jelonet, Klinitule, Cuticerin, Adaptic)

Indicatie: rode oppervlakkige wonden

Contra indicatie: geen

Toepassing: Hoe grover de structuur van het gaas is hoe vaker het verbonden moet worden. Maar in het algemeen geldt 2-3 dd verbinden.

by zode stuit: Betadine scrub
clazna deppen vervolgens
met 'anti-decubitus' crème

Hydrocolloid (duoderm, woundmate)

Indicaties: oppervlakkige rode en gele wonden. Weinig en matig excuderende wonden.

Contra indicatie: een geïnfecteerde wond

Toepassing: van tevoren de huid goed reinigen en drogen. Goede maatvoering aanhouden. Kan gemiddeld 3-5 dagen ter plaatse blijven.

Hydrogels (Intrasite gel, Nugel, Cutimed gel)

Indicatie: verweking van droge necrose, reinigen van weinig tot matig excuderende wonden. Necrose met ontstekingsverschijnselen moet altijd verwijderd worden

Contra indicatie: niet

Toepassing: wond reinigen met water of NaCl. De gel in of op de wond aanbrengen (niet te weinig) Wond afdekken. Het verband kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur in stand is. Meestal adviseer ik te starten met 1x per 2 dagen.

Honingproducten (Medihoney)

Indicatie: geïnfecteerde wonden, o.a. tegen MRSA en ESBL. Is non toxisch een non allergen. Kan langdurig gebruikt worden en geeft geen resistentie.

Contra indicatie: geen

Toepassing: op de wond doen en afdekken. Niet afdekken met een silicone schuimverband (zoals Mepilex) Kan 2-4 dagen ter plaatse blijven.

Necroseoplossers (Nugel, Iruxol Mono)

Zie Hydrogels.

NB. Een droge necrose zonder ondermijning en infectie in principe laten indrogen ingedroogd.

Schuimverbanden (Allewyn gentle border of Non adhesive, Mepilex, Urgotul contact)

Indicatie: matig tot sterk excuderende wonden en oppervlakkig tot diepe rode en gele wonden.

Contra indicatie: ernstige infectie en droge wonden.

Z.O.Z.

mepilex en honing
niet samen

Schuimverband is ook goed te gebruiken als afdek verband bij wondbehandelingen die niet dagelijks plaatsvinden. Van belang is een juiste maatvoering, het schuimverband ongeveer 2 cm overlap met de wond.

Urgotul (te vergelijken met Mepitel)

Urgotul gaas creëert een vochtig wond milieu. Geen weefselbeschadiging. Er is een laag risico van maceratie. Het stimuleert de proliferatie van fibroblasten, welke nodig zijn voor de wondgenezing. Het kleeft niet aan de wond. Er is sprake van een pijnloze verbandwisseling.

Indicatie: voor alle acute wonden en wonden die schoon zijn, maar nog niet genezen.

Contra indicatie: geïnfecteerde wonden.

Toepassing: Urgotul op maat knippen met een overlap van ongeveer 1 cm met de wond. Afdekken met een schuimverband. Kan meerdere dagen ter plaatste blijven, 3-5 dagen.

Zilververbanden (Urgotul SSD, Silvercell, Aquacell Ag)

Indicatie: gecontamineerde of geïnfecteerde wonden. Brandwonden.

Contra indicatie: overgevoeligheid voor zilver

Toepassing: wond spoelen met kraanwater of NaCl. Gaas in de wond doen, niet de wond overlappen.

Kan meerder dagen blijven zitten 2-4 dagen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken.