

# Ophaaldienst voor monstermateriaal

*Goed geregeld!*

De GD Ophaaldienst voor monstermateriaal is een nachtdistributie van diagnostische monsters van deelnemers naar GD. Deze nachtdistributie wordt in opdracht van GD uitgevoerd door nox NightTimeExpress. Dierenartsenpraktijken en andere frequente inzenders van monstermateriaal kunnen gratis gebruik maken van deze ophaaldienst.

## Einde werkdag digitaal aanmelden of bellen met GD

1. Overdag verzamelen van monstermateriaal
2. Meld monsters telefonisch voor 18:00 uur of digitaal voor 19:00 uur aan
3. Monstermateriaal inpakken en in kast plaatsen
4. Nox NightTimeExpress haalt monstermateriaal 's nachts op en levert dit af bij GD
5. Ontvangst laboratoriumuitslag per e-mail

### ADR wetgeving

Het ADR is de benaming voor de internationale wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ook het vervoer van diagnostisch materiaal valt onder deze wetgeving. Voor GD heeft deze wet onder andere betrekking op het verpakken van diagnostische monsters.

Vervoerder én opdrachtgever zijn hiervoor in dezelfde mate verantwoordelijk én aansprakelijk. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) is belast met het toezicht.

### Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vervoersinformatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon 088-4890000 of [www.ilent.nl](http://www.ilent.nl).



# Verpakkingsinstructie diagnostische monsters 2015

## Indeling biologisch monstermateriaal

Biologisch monstermateriaal wordt ingedeeld in 2 categorieën:

- Categorie A: UN-nummers UN 2814 'Infectieuze stoffen, gevaarlijk voor mensen' en UN 2900 'Infectieuze stoffen, alleen gevaarlijk voor dieren'. Het gaat hierbij voornamelijk om culturen van ziekteverwekkers.
- Categorie B: al het diagnostisch materiaal dat niet in categorie A valt moet worden ingedeeld in UN 3373 'biologische stof, categorie B'. Het meeste materiaal is categorie B materiaal. Als dit wordt vervoerd met verpakkingsinstructie P650, hoeft niet aan andere eisen van het ADR voldaan te worden.

Voor routine diagnostische monsters waarin zich naar alle waarschijnlijkheid

geen infectieuze agentia bevinden moet de verpakking breukvast en lekvrij zijn bij transport door een koerier of met eigen vervoer of taxi. Het hoeft niet te voldoen aan de hieronder beschreven specifieke eisen van P650. Voor diagnostische monsters die mogelijk infectieuze agentia kunnen bevatten en 'routine diagnostische monsters' die per post worden verstuurd, blijft P650 onverkort van toepassing.

## Verpakkingsinstructie P650

Het monstermateriaal dat naar GD wordt verzonden zal doorgaans vallen binnen categorie B. Zo niet, dan graag contact opnemen met GD telefoonnummer 0900-202 0012.

Hieronder de instructie voor biologische

stoffen categorie B:

- De verpakking moet van goede kwaliteit zijn, zodat verlies van inhoud door vervoersomstandigheden wordt voorkomen.
- De verpakking bestaat uit drie lagen, waarvan de tweede of derde stijf moet zijn.
- De eerste verpakking moet zo zijn verpakt in de tweede zodat deze niet kan breken. De tweede verpakking moet (met opvulmateriaal) zijn vastgezet in de derde verpakking. Bij lekkage mag dit niet te zien zijn aan het eventuele opvulmateriaal of de derde verpakking.
- Het kenmerk UN 3373 (50x50mm) moet op de buitenzijde staan, evenals het opschrift 'biologische stof categorie B' nabij het kenmerk.

## Deze verpakkingsmaterialen zijn uit voorraad leverbaar:

Artikelnr	Productnaam
VDTRA106	Vouwdoosje voor 36 buisjes, incl. (10 stuks)
VDTRA117	Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)
VDTRA159	Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)
VDTRA119	Absorptiemateriaal voor 3 buisjes (50 stuks)
VDTRA120	Enveloppe diagnostisch materiaal A4 (50 stuks)
VDTRA158	Sealbag diagnostisch materiaal 25,5 x 38,5 cm (100 stuks)
VDTRA122	Absorptiemateriaal voor 5 buisjes (50 stuks)
VDTRA157	Absorptievel 9 x 13cm (50 stuks)
VDTRA126	Sealbag 590 x 620 + handvat
VDTRA156	Absorptievel 20 x 30 cm (100 stuks)
VDTRA128	Doos golfkarton 201/A 280 x 280 x 150
VDET121	Etiket Diagnostic Specimens UN 3373

Artikelnr	Productnaam
<b>Histologisch onderzoek: Objectglasjes pathologie</b>	
VDTRA136	Potje Pathologie 50 ml (met 30 ml formaldehyde)
VDTRA137	Potje Pathologie 100 ml (met 50 ml formaldehyde)
VDTRA138	Potje Pathologie 400 ml (met 200 ml formaldehyde)
VDTRA139	Potje Pathologie 1000 ml (met 500 ml formaldehyde)
VDTRA140	Potje Pathologie 2500 ml (met 1250 ml formaldehyde)
<b>Cytologisch onderzoek: Objectglasjes + verzendmateriaal</b>	
VDTRA131	Container verzend voor 2 objectglasjes
VDTRA159	Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)
VDTRA157	Absorptievel 9 x 13 cm (50 stuks)
VDTRA117	Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)

Bestellen kan via [www.gdwebshop.nl](http://www.gdwebshop.nl) of via de afdeling verkoop 0900-1770

