

Ogentest

Materiaal

<ul style="list-style-type: none">• materiaal om grote afstanden te meten (meetlint of i.d.)	<ul style="list-style-type: none">• kopieerblad 'Ogentest - 1cm'• kopieerblad 'Ogentest - 10 cm'
--	---

Opdracht:

Een leerling van de groep pakt de testfiguur van 1 cm en houdt die op een zekere afstand omhoog. De andere leerling seint door waar hij denkt dat de opening zit: boven, onder, links of rechts. (duim omhoog, omlaag, naar links, naar rechts)
Zoek op die manier uit tot op welke afstand dit testfiguur nog goed zichtbaar is.
Herhaal dit vervolgens met de testfiguur van 10 cm

Op hoeveel meter waren de testfiguren nog goed te zien ?

1cm:

10 cm:.....

Wat heb je ontdekt?